



S-001



S-002

S-001/002

产品特点

- 10-300rpm
- 230x230mm 或 350x350mm
- 数字 LCD 显示器
- 操作时启动平稳和振动速度可调
- 超静音
- 定时器 0-99h
- 可选多个垫片和烧瓶架
- 无刷直流变频电机
- CE 认证的唯一追踪序列号

产品用途

实验室震荡培养

安全机制

- 计时器 99h59min，计时器结束时有报警信号
- 过载保护
- 锁定模式
- LCD 指示灯

控制器

旋钮控制器

| 型号 | S-001 | S-002 |
|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 模式 | 振动筛往复运动 | |
| 垫片 | 230x230mm | 350x350mm |
| 速度范围 | 10-300rpm | |
| 最大加载 | 8kg | 10kg |
| 振幅 | 10mm | 20mm |
| 程序 | 6 个程序，10 个步骤 | |
| 允许温度 & 相对湿度 % | 环境温度 +5- 50°C，相对湿度 85°C | |
| 计时器和警报 | 99h59min，错误状态计时器结束时报警 | |
| 显示器 | 背光数显 LCD | |
| 控制器 | 数字控制器 | |
| 安全设置 | 过载保护 | |
| 尺寸和重量 | 250x330xh150 mm, 14kg | 400x480xh160 mm, 20kg |
| 包装尺寸 | 450x350xh250 mm, 18kg | 580x500xh250 mm, 23kg |
| 电源 | 230V，50/60Hz | |
| 订单号 | 主机：EY0035 | 整套 A：EY0036 |

配件:**夹具**

- 适用于振荡器和 S 系列
- 可提供不同类型


| 类型 | 适用设备 | 尺寸 | 型号 | 订单号 |
|---------|-------|-----------|--------|-------|
| 通用平台 * | S-001 | 230x230mm | SP-001 | EY260 |
| 通用平台 ** | S-002 | 350x350mm | SP-002 | EY261 |
| 橡胶垫平台 | S-001 | 230x230mm | SP-003 | EY264 |
| 橡胶垫平台 | S-002 | 370x370mm | SP-004 | EY265 |

* 最大 9xfh100/fhs100, 最大 7xfh250/fhs250, 最大 4xfh500/fhs500**, 最大 20xfh100/fhs100, 最大 16xfh250/fhs250, 最大 9xfh500/fhs500。

**烧瓶和分液漏斗平台**

- 适用于振荡器和 S 系列可提供不同类型

| 类型 | 适用设备 | 尺寸 | 型号 | 订单号 |
|--------|-------|----------------|--------|-------|
| 烧瓶平台 | S-001 | 350x230x153 mm | SP-005 | EY268 |
| 烧瓶平台 | S-002 | 350x350x153 mm | SP-006 | EY269 |
| 分离漏斗平台 | S-001 | 350x235x174 mm | SP-007 | EY270 |
| 分离漏斗平台 | S-002 | 351x355x174 mm | SP-008 | EY271 |

**通用弹簧架**

- 适用于振荡器和 S 系列

| 类型 | 适用设备 | 尺寸 | 型号 | 订单号 |
|-------|-------|----------------|---------|--------|
| 通用弹簧架 | S-001 | 270x270x100 mm | SP-009 | EY0274 |
| 通用弹簧架 | S-002 | 370x370x100 mm | SP-0010 | EY0275 |

**烧瓶架 ABS 或 STS**

- 适用于振荡器 S 系列
- 适用于不同烧瓶尺寸的夹具 (可变尺寸的 ABS 烧瓶架)
- 可安装在通用平台上

| 类型 | 适用设备 | 适用烧瓶 | 型号 | 订单号 |
|------------|------|------------|--------|--------|
| ABS 烧瓶架 | S 系列 | 50-100ml | FH-001 | EY0278 |
| ABS 烧瓶架 | S 系列 | 200-300ml | FH-002 | EY0279 |
| ABS 烧瓶架 | S 系列 | 500-1000ml | FH-003 | EY0280 |
| STS 钢丝弹簧瓶架 | S 系列 | 100ml | FH-004 | EY0281 |
| STS 钢丝弹簧瓶架 | S 系列 | 250ml | FH-005 | EY0282 |
| STS 钢丝弹簧瓶架 | S 系列 | 500ml | FH-006 | EY0283 |
| STS 钢丝弹簧瓶架 | S 系列 | 1000ml | FH-007 | EY0284 |





R-001

R-001/002

产品特点

5 - 50rpm
 290x200mm 或 300x300mm
 倾斜角度可设置 6° 和 9°
 操作时启动平稳，摇速可调
 计时器为 0-99h
 不锈钢平台，包括防滑橡胶垫
 可选的可堆叠第二平台
 14W 直流电机传动
 CE 认证和唯一的序列号用于跟踪

产品用途

凝胶染色，脱色，印迹，细胞培养，杂交和洗涤

安全机制

计时器 99h59min，计时器结束时有信号
 过载保护
 锁定模式
 LCD 指示灯

控制器

旋钮控制器



R-002

| 型号 | R-001 | R-002 |
|----------|---------------------|---------------------|
| 震动类型 | 往复 | |
| 平台 | 290x200mm (含) | 300x300mm (含) |
| 速度范围 | 5-50rpm | |
| 角度 | 6° 或 9° (±9° 出厂默认值) | |
| 程序 | 6 个程序, 10 个步骤 | |
| 最大承重 | 8kg | 10kg |
| 计时器 & 警报 | 99h59min, 错误状态计时器结束 | |
| 显示屏 | 背光数显 LCD | |
| 控制器 | 数字控制器 | |
| 安全电路 | 过载保护 | |
| 外形尺寸 | 290x240xh150mm | 300x360xh155mm |
| 包装尺寸 | 450x350xh250mm, 7kg | 450x350xh250mm, 8kg |
| 电源 | 230V, 50/60Hz | |
| 订单号 | 主机: EY0063 | 整套 A: EY0064 |

附件：

第二平台有 4 个支柱和防滑橡胶垫

| K-001 用于 R-001 | K-002 用于 R-002 |
|----------------|----------------|
| 290x200 mm | 300x300 mm |
| EY0700 | EY0701 |